

NARA CAPSULE

PROPRIETES :

- *Appât synthétique parfumé en forme de capsule*

POINTS FORTS

- *Très attractif*
- *Parfum longue durée (3 mois)*
- *Sans allergènes, idéal en HACCP*
- *Très résistant (usage extérieur)*



Réf. Produit :

RDTB1143 Vanille – Boîte de 100

RDTB1144 Poisson – Boîte de 100

RDTB1145 Viande – Boîte de 100

RDTB1154 Choco-noisettes – Boîte de 100

RDTB1155 Mangue – Boîte de 100

Contexte d'utilisation

NARA Capsule est un MOYEN DE CONTRÔLE HIGH-TECH des rongeurs, particulièrement ATTRACTIF. Constitué de matière synthétique imprégnée d'arôme, il n'est PAS TOXIQUE même pour les SOURIS et les RATS, avec un agent d'amertume. Le produit est utilisé sur les organismes cibles du stade juvénile au stade adulte.

Mode d'emploi

Pour du monitoring :

Utiliser le NARA Capsule dans les zones où la présence de rongeur est suspectée (pour déterminer les zones d'activités et les points d'entrée). Il s'utilise avec les pièges mécaniques Gorilla en le positionnant dans le receptacle d'appât prévu à cet effet.

Traitement :

Une fois la présence prouvées, appâter vos postes avec vos appâts biocides habituels ou utiliser un système de piégeage.

A utiliser avec

Pièges Gorilla Souris (Réf. RDTS1119) et Gorilla Rats (Réf. RDTS1120)*

Pièges Slam Rat (Réf. RDTS1157) et Slam Souris (Réf. RDTS1156)*



*Il est conseillé de mettre les pièges Gorilla ayant ou pas un leurre Nara Capsule dans des postes d'appâtage sécurisés et fermés à clé.